



Urologie

Suprapubische Ballonkatheter

Crystall Suprapubischer Silikonballonkatheter, inkl. Stopfen

- Sichere Fixierung des Katheters in der Blase durch den mit Vollsilikonkatheter verbundenen Integral-Silikonballon
- Der endoffene zwei-lumige Vollsilikonkatheter leitet den Urin über die zentrale Öffnung sowie zwei Seitenaugen aus der Blase ab
- Voll durchgezogener X-Ray Streifen, röntgenschattegebende Spitze




STERILE	EO	⊗
Suprapub. Silikon Ballonkatheter		
<i>Integral</i>	Ch.: 10 bis 14	Ch.: 16 bis 24
<--> 400 mm	Vol. 5 ml	Vol. 5 - 10 ml

Best.-Nr.: 01/02/12



STERILE	EO	⊗
Suprapub. Silikon Ballonkatheter		
<i>Integral</i>	Ch.: 12 bis 14	Ch.: 16 bis 20
<--> 330 mm	Vol. 5 ml	Vol. 5 - 10 ml


Best.-Nr.: 01/02/12



Spaltkanüle im Durchmesser: 4,6 mm und 5,6 mm

STERILE	EO	⊗
Suprapub. Punktionsset		
<i>Punktionsset</i>	Ch.: 12 bis 14	
<--> 400 mm	Vol. 5 ml	

Best.-Nr.: SUSI 400 PI



STERILE	EO	⊗
Suprapub. Silikon Ballonkatheter		
<i>Integral - Wechselset</i>	Ch.: 10 bis 14	
<--> 400 mm	Vol. 5 ml	

Best.-Nr.: 01/02/15